

Handwerkzeuge für den Mikrobiologen
Tools for microbiology
Des outils pour les microbiologistes



Barkey Impfösenhalter

Barkey Impfösenhalter
Ausführung S
 komplett mit Schraubendreher im Griffteil zum Festschrauben von Impfösen
 Gesamtlänge ca. 240mm, 15g
 Bestell-Nr.: 117.10000

Barkey Inoculating loop holder
Model S
 complete with screwdriver in the grip to screw in inoculating loops
 Total length ca. 240mm, 15g
 Order No.: 117.10000

Barkey Porte-anse
Modèle S
 complet avec tournevis dans la poignée pour serrage des anses
 Longueur totale ca. 240mm, 15g
 Nr. de commande: 117.10000


Barkey Impfösenhalter
Ausführung C, biegsam
 Impfösenhalter mit biegsamer Spiralverbindung zwischen Griff und Halteschaft, komplett mit Schraubendreher im Kunststoff-Griffteil zum Festschrauben von Impfösen
 Gesamtlänge ca. 240mm, 15g
 Bestell-Nr.: 117.10001

Barkey Inoculating loop holder
Model C, flexible
 Inoculating loop with flexible spiral connection between grip and shaft, complete with screwdriver in the plastic grip to screw in inoculating loops
 Total length ca. 240mm, 15g
 Order No.: 117.10001

Barkey Porte-anse
Modèle C, flexible
 Porte-anse avec spirale flexible entre la poignée et l'élément de maintien, complet avec tournevis dans la poignée en plastique pour serrage des anses
 Longueur totale ca. 240mm, 15g
 Nr. de commande: 117.10001

Bestell-Nr.
 Order No.
 Nr. de commande
 117.10000
 117.10001
 117.10002
 117.10003

Preis/Stück Euro
 Price/piece Euro
 Prix/pièce Euro




Barkey Impfösenständer, rechteckig

Barkey Impfösenständer
rechteckig
 zur Aufnahme von 5 Impfösenhaltern, einschl. 1 Sammelgefäß für Impfösen, 1 Leerbohrung für Geräte z.B. heiße Pinzette
 Bestell-Nr.: 117.10002

Barkey Inoculating loop stand
rectangular
 will accept up to 5 inoculating loop holders and 1 container for inoculating loops, one extra hole for other instruments e.g. hot tweezers
 Order No.: 117.10002

Barkey Support pour anses
rectangulaire
 pour 5 porte-anse, y compris un récipient pour anses et une cavité pour ustensiles (pincette chaude par exemple)
 Nr. de commande: 117.10002



Barkey Impfösenständer, rund

Barkey Impfösenständer
rund
 zur Aufnahme von 6 Impfösenhaltern, einschl. 1 Sammelgefäß für Impfösen
 Maße: ØxH 80 x 50 mm
 Material: Aluminium, silber eloxiert, oberflächenbehandelt, korrosionsfest, Kunststoffsockel
 Bestell-Nr.: 117.10003

Barkey Inoculating loop stand
round
 will accept up to 6 inoculating loop holders and 1 container for inoculating loops
 Dimensions: ØxH 80 x 50 mm
 Material: silver anodised aluminium, corrosion resistant surface treatment, plastic base
 Order No.: 117.10003

Barkey Support pour anses
rond
 pour 6 porte-anse, y compris un récipient pour anses
 Dimensions: ØxH 80 x 50 mm
 Matériau: Aluminium surface traitée, inoxydable, anodisé en argent, fond plastique
 Nr. de commande: 117.10003

Sonderanfertigungen auf Anfrage Custom made versions by request réalisation à la demande de modèles sur mesure
 Bestellhinweise siehe Rückseite ordering information see reverse side remarques concernant la commande au verso

Barkey


Böhm Medical

Hauptplatz 7
 A-3452 Heiligeneich

Tel.: 02275/ 20005
 Fax.: 02275/ 20006


office@boehm-medical.at
www.boehm-medical.at

Innendurchmesser
 inside diameter
 diamètres intérieurs
 mm Ø
 2 3 4



offene Ösen
 open loops
 anses ouvertes

Innendurchmesser
 inside diameter
 diamètres intérieurs
 mm Ø
 2 3 4



geschlossene Ösen
 closed loops
 anses fermées

Barkey Impfösen
 Material „baridium 5037“
 Legierung: Platin/Iridium
 Länge: 60 mm
 hohe Gebrauchsdauer

Barkey Inoculating loops
 Material „baridium 5037“
 Alloy: Platinum/Iridium
 Length: 60 mm
 long useful life

Barkey Anses
 Matériau «baridium 5037»
 Alliage: platine/iridium
 Longueur: 60 mm
 longue durée de vie

Bestell-Nr. Order No. Nr. de commande	Materialstärke Material thickness Épaisseur de matériau	Ø Öse Ø Loop Ø Anse	Preis/Stück Euro Price/piece Euro Prix/pièce Euro
117.10011	0,6 mm	2 mm	11,50
117.10012	0,6 mm	3 mm	11,50
117.10013	0,6 mm	4 mm	11,50
117.10015	0,8 mm	2 mm	11,50
117.10016	0,8 mm	3 mm	11,50
117.10017	0,8 mm	4 mm	11,50

Mehr Sicherheit durch geschlossene Platinösen

Barkey liefert Platinösen in geschlossener Ausführung.

Geschlossene Ösen haben den Vorteil, daß sie sich nicht aufbiegen können.

Ein mögliches Aufkratzen der Nährböden sowie ein Verlieren der aufgenommenen Substanz wird verhindert.

Die Schmutzecke am Übergang Öse zum Schaft entfällt. Dadurch sichere Sterilisation, keine Keimverschleppung.

Closed platinum loops provide a high degree of certainty

Barkey delivers platinum loops as a closed loop.

Closed loops have the advantage of never being able to open out.

A possible scratching open of the culture medium or the loss of the collected substance is prevented.

The gap at the transition from the loop to the shaft is eliminated which also allows efficient sterilisation and prevents germ contamination.

Plus de sécurité grâce aux anses fermées en platine

Barkey propose des modèles de anses fermées en platine.

Les anses fermées ont l'avantage de ne pas se plier.

Le milieu de culture ne peut être détérioré, et on évite de perdre la substance par manipulation.

L'espace de jonction entre l'anse et la tige disparaît, ce qui supprime le risque d'accumulation de germes à cet endroit, la stérilisation est plus sûre et la transmission de germes est éliminée.

Bestell-Nr. Order No. Nr. de commande	Materialstärke Material thickness Épaisseur de matériau	Ø Öse Ø Loop Ø Anse	Preis/Stück Euro Price/piece Euro Prix/pièce Euro
117.10023	0,6 mm	2 mm	11,50
117.10024	0,6 mm	3 mm	11,50
117.10025	0,6 mm	4 mm	11,50
117.10027	0,8 mm	2 mm	11,50
117.10028	0,8 mm	3 mm	11,50
117.10029	0,8 mm	4 mm	11,50
117.10031	1,0 mm*	2 mm	11,50
117.10032	1,0 mm*	3 mm	11,50
117.10033	1,0 mm*	4 mm	11,50

* Impfösen mit der Materialstärke 1mm besonders für hartes Probenmaterial geeignet
 * Inoculating loops with material thickness 1mm specially suited to hard sample materials
 * Anses avec une épaisseur de matériau 1mm particulièrement adapté pour les échantillons durs

Sonderanfertigungen auf Anfrage Custom made versions by request réalisation à la demande de modèles sur mesure
 Bestellhinweise siehe Rückseite ordering information see reverse side remarques concernant la commande au verso

Barkey