

### Chirurgische OP-Schürze Modell SL C 05

Herstellung nach DIN 61331-3

Speziell zum Tragen unter dem Operationsmantel. Nach Öffnen der vorne verschließbaren Klettenverschlüsse gleitet die Schürze unter dem sterilen Operationsmantel heraus. In verschiedenen Bleigleichwerten lieferbar.



Rückenansicht



### Bestellangaben

<b>Material</b>	SupraLight (SL) Geprüft nach DIN 6857-1
<b>Bleigleichwert</b>	Frontbereich: 0,25 mm Pb, 0,35 mm Pb oder 0,50 mm Pb Rückenbereich: Generell 0,25 mm Pb
<b>Außenhülle und Standardfarbe</b>	Standard: SupraTex royalblau Auf Wunsch: SupraSoft atollblau (Standard) Weitere Farben siehe Seite 5
<b>Einfassung</b>	Rundum mit Polyesterband (abriebfest)
<b>Größen</b>	Siehe nebenstehende Tabelle
<b>Längen</b>	90 cm, 100 cm, 110 cm, 120 cm, 130 cm (empfohlene Körpergröße siehe Seite 27)
<b>Sonderanfertigungen</b>	Nicht möglich
<b>Verschluss</b>	Standard: Rückenteile über Kreuz auf Hüfte mit Klettenband zu schließen <i>(nur diese Verschlussart möglich)</i>
<b>Brusttasche</b>	Auf Wunsch möglich
<b>Schulterpolster</b>	Auf Wunsch lieferbar
<b>Beschriftung</b>	Auf Wunsch möglich siehe Seite 26
<b>Stretchgürtel</b>	Auf Wunsch erhältlich siehe Seite 18
<b>Aufbewahrung</b>	Holzbügel inklusive. Weitere Aufhängevorrichtungen ab Seite 40
<b>Hinweis</b>	Wird ein Schilddrüsenschutz zusätzlich bestellt, besteht die Möglichkeit, diesen mittels „Druckknopf“ an der Schürze zu befestigen bzw. zu verbinden siehe Seite 20

r Anwender  
/EWG

Chirurgische  
OP-Schürze



Größen	Hüftbreite	Schulterbreite
Medium	60 cm	48 cm
Large	75 cm	53 cm

**Böhm Medical**

Tel.: 02275/ 20005 Fax.: 02275/ 20006  
office@boehm-medical.at  
www.boehm-medical.at

**Frontschutz**

11