

Frontschürze

Modell SL F 26

Herstellung nach DIN 61331-3

Die Schürze SL F 26 ist unser Standardmodell bei den Frontschürzen mit Rückenflügel.

Form, lockerer Schnitt und praktischer Klettenverschluss, der auf der Vorderseite geschlossen wird, führen zu einer guten Passform.

Dieses Modell sitzt wie maßgeschneidert, durch die Stretchbänder an den Klettenverschlüssen passt sich die Frontschürze dem Körper an und bietet einen bequemen Tragekomfort.

Bestellangaben

Material	SupraLight (SL) Gepprüft nach DIN 6857-1
Bleigleichwert	Frontbereich: 0,25 mm Pb, 0,35 mm Pb oder 0,50 mm Pb Rückenbereich: Generell 0,25 mm Pb
Außenhülle und Standardfarbe	Standard: SupraTex royalblau Auf Wunsch: SupraSoft atollblau (Standard) Weitere Farben siehe Seite 5
Einfassung	Rundum Polyesterband (abriebfest)
Größen	Siehe nebenstehende Tabelle
Längen	90 cm, 100 cm, 110 cm, 120 cm, 130 cm (empfohlene Körpergröße siehe Seite 27)
Sonderanfertigungen	Nach Maß möglich siehe Seite 27
Verschluss	Standard: Klettenband mit Stretchband über Kreuz auf Hüfte zu schließen Auf Wunsch: Clipverschluss Weitere Verschlussarten siehe Seite 19
Brusttasche	Inklusive
Schulterpolster	Auf Wunsch lieferbar
Beschriftung	Auf Wunsch möglich siehe Seite 26
Stretchgürtel	Auf Wunsch erhältlich siehe Seite 18
Aufbewahrung	Holzbügel inklusive. Weitere Aufhängevorrichtungen ab Seite 40
Hinweis	Wird ein Schilddrüsenchutz zusätzlich bestellt, besteht die Möglichkeit, diesen mittels „Druckknopf“ an der Schürze zu befestigen bzw. zu verbinden siehe Seite 20



r Anwender
/EWG

Frontschürze



Größen	Hüftbreite	Schulterbreite
X-Small	50 cm	36 cm
Small	60 cm	40 cm
Medium	60 cm	48 cm
Large	70 cm	53 cm
X-Large	75 cm	53 cm



Clipverschluss

Böhm Medical

Tel.: 02275/ 20005 Fax.: 02275/ 20006
office@boehm-medical.at
www.boehm-medical.at

Frontschutz

07