

Rock und Weste - Zweiteiler
Modell SL RW 28 Duplex
Modell SL RWS 28 Simplex

Herstellung nach DIN 61331-3

Durch die Kombination Rock und zwei verschiedene Westenmodelle wird eine größere Beweglichkeit und gleichmäßige Gewichtsverteilung erreicht, da sich das Gewicht auf Schulter und Taille verteilt. Bitte zuerst den Rock, dann die Weste anziehen.

Bestellangaben

Material	SupraLight (SL) Geprüft nach DIN 6857-1
Bleigleichwert	Frontbereich: Weste-Simplex: 0,35 mm Pb oder 0,5 mm Pb Weste-Duplex: 0,35 mm Pb oder 0,50 mm Pb durch Überlappung Rückenbereich: Generell 0,25 mm Pb
Außenhülle und Standardfarbe	Standard: SupraTex royalblau Auf Wunsch: SupraSoft atollblau (Standard) Weitere Farben siehe Seite 5
Einfassung	Rundum mit Polyesterband (abriebfest)
Größen	Siehe nebenstehende Tabellen
Längen	Rock: 55 cm, 60 cm, 65 cm, 70 cm, 75 cm Weste-Simplex: Small: vorne 50 cm, hinten 55 cm Medium und Large: vorne 60 cm, hinten 65 cm Weste-Duplex: Alle Größen: 60 cm (empfohlene Körpergröße siehe Seite 27)
Sonderanfertigungen	Nach Maß möglich siehe Seite 27
Verschluss	Weste-Simplex: 2 Klettenbänder quer Weste-Duplex: 2 Klettenbänder quer, 1 Klettenband längs vorne zu schließen und Schulterverschluss Rock: Mit Klettenband auf der Taille
Brusttasche	Weste: Inklusive
Schulterpolster	Weste: Inklusive
Beschriftung	Auf Wunsch möglich siehe Seite 26
Stretchgürtel	Rock: Inklusive, mit Druckknöpfen befestigt
Aufbewahrung	Holzbügel inklusive. Weitere Aufhängevorrichtungen ab Seite 40
Hinweis	Wird ein Schilddrüsenchutz zusätzlich bestellt, besteht die Möglichkeit, diesen mittels „Druckknopf“ an der Weste zu befestigen bzw. zu verbinden siehe Seite 20

Modell Simplex



Modell Duplex



Beim Zweiteiler kann Rock und Weste individuell je nach Körpergröße und Figur separat bestellt werden !

Rock Modell SL R 28

Herstellung nach DIN 61331-3

Mit Klettenverschluss und zusätzlichem Stretchgürtel auf der Taille zu schließen.
Mit Schlaufen zur Aufbewahrung.
Durch doppellagigen Aufbau (Abb. dunkelblau) wird sichergestellt, dass ein variabler Taillenumfang von zusätzlich 10 cm und dadurch optimaler Schutz gewährleistet ist.



Weste-Simplex Modell SL WS 28

Herstellung nach DIN 61331-3

Weste-Simplex ähnlich dem Rundum-Mantel verarbeitet, mit zwei breiten Klettenbändern zum einfachen Schließen vorne.



Weste-Duplex Modell SL W 28

Herstellung nach DIN 61331-3

Weste-Duplex mit Überlappung im Frontbereich, daher doppelter Bleigleichwert auf der Frontseite. Zusätzlicher Verschluss auf der Schulter zum Schließen. Beim Anziehen zunächst die beiden Klettenteile in der rechten Innenseite verbinden und dann die Weste seitlich und an der Schulter schließen.



Größen	Taillenumfang Rock
Small	ca. 72 cm (max. 82 cm)
Medium	ca. 80 cm (max. 90 cm)
Large	ca. 95 cm (max. 105 cm)
X-Large	ca. 105 cm (max. 115 cm)

Größen	Brustumfang Westen
X-Small	ca. 97 cm
Small	ca. 107 cm
Medium	ca. 117 cm
Large	ca. 127 cm
X-Large	ca. 137 cm