

### Rundum-Doppelschürze Modell SL RD 27

Herstellung nach DIN 61331-3

Dieses praktische Schürzenmodell ist durch den guten Schnitt besonders für spezielle Anwendungen: z.B. Kardiologie, Endoskopie geeignet.

Die Schürze wird in zwei Bleigleichwert-Varianten angeboten.

Das Anziehen erfolgt wie ein Mantel. Zunächst werden die beiden Klettenteile in der rechten Innenseite verbunden und dann die Schürze seitlich und an der Schulter geschlossen.

Ein Stretchgürtel auf der Hüfte bewirkt eine zusätzliche Gewichtsreduzierung.



Überlappung

### Bestellangaben

<b>Material</b>	SupraLight (SL) Geprüft nach DIN 6857-1
<b>Bleigleichwert</b>	Frontbereich: 0,35 mm Pb oder 0,50 mm Pb durch Überlappung Rückenbereich: Generell 0,25 mm Pb
<b>Außenhülle und Standardfarbe</b>	Standard: SupraTex royalblau Auf Wunsch: SupraSoft atollblau (Standard) Weitere Farben siehe Seite 5
<b>Einfassung</b>	Rundum mit Polyesterband (abriebfest)
<b>Größen</b>	Siehe nebenstehende Tabelle
<b>Längen</b>	90 cm, 100 cm, 110 cm, 120 cm, 130 cm (empfohlene Körpergröße siehe Seite 27)
<b>Sonderanfertigungen</b>	Nach Maß möglich siehe Seite 27
<b>Verschluss</b>	3 Klettenbänder quer, 1 Klettenband längs vorne zu schließen mit Schulterverschluss und zusätzlicher Clip-Verschluss im unteren Bereich
<b>Brusttasche</b>	Inklusive
<b>Schulterpolster</b>	Inklusive
<b>Beschriftung</b>	Auf Wunsch möglich siehe Seite 26
<b>Stretchgürtel</b>	Inklusive
<b>Aufbewahrung</b>	Holzbügel inklusive. Weitere Aufhängevorrichtungen ab Seite 40
<b>Hinweis</b>	Wird ein Schilddrüsenchutz zusätzlich bestellt, besteht die Möglichkeit, diesen mittels „Druckknopf“ an der Schürze zu befestigen bzw. zu verbinden siehe Seite 20

**Böhm Medical**

Hauptplatz 7  
A-3452 Heiligeneich  
office@boehm-medical.at

Tel.: 02275/ 20005  
Fax.: 02275/ 20006

www.boehm-medical.at

**r Anwender  
/EWG**

## *Rundum- Doppelschürze*



Schulterverschluss

Größen	Umfang
Small	ca. 107 cm
Medium	ca. 117 cm
Large	ca. 127 cm
X-Large	ca. 137 cm