


Gesamtkatalog planilux® GmbH

analoge Filmbetrachtungsgeräte



Planilux-Filmbetrachtungsgerät Typ MOD-LED

zum Selektieren, zur Kontrolle der Einstelltechnik, zur Demonstration,

stromsparende LED-Beleuchtung (ca. 6500° Kelvin),
Leuchtdichte ca. 2500 cd/m²,
2 m Anschlußkabel mit Schukostecker, Netzschalter,
220-240 V, 50-60 Hz.

Typ	Bildfläche BxH (mm)	Gehäuseaußenmaß BxTxH (mm)	Leistungsaufnahme (W)	Farbtemperatur (Kelvin)	Stromstärke (A)	Leuchtdichte (cd/m ²)	Gewicht (kg)	Artikel-Nr.
MOD-LED 35x43	350 x 430	374 x 65 x 520	18	6500	0,10	2500	6	150040
MOD-LED 70x43	700 x 430	724 x 65 x 520	35	6500	0,17	2500	15	150041
MOD-LED 105x43	1050 x 430	1074 x 65 x 520	55	6500	0,30	2500	23	150042
MOD-LED 140x43	1400 x 430	1424 x 65 x 520	75	6500	0,45	2500	31	150043



Planilux-Filmbetrachtungsgerät Typ EH-LED

ohne Jalousien, hohe Leuchtdichte,
stromsparende LED-Beleuchtung (ca. 6500° Kelvin),
Leuchtdichte ca. 4500 cd/m²,
2 m Anschlußkabel mit Schukostecker,
stufenlos schalt- und regelbar, Regelbereich der
Leuchtdichte ca. 95%, 220-240 V, 50-60 Hz

Typ	Bildfläche BxH (mm)	Gehäuseaußenmaß BxTxH (mm)	Leistungsaufnahme (W)	Farbtemperatur (Kelvin)	Stromstärke (A)	Leuchtdichte (cd/m ²)	Gewicht (kg)	Artikel-Nr.
EH-LED 40x43	400 x 430	600 x 80 x 625	32	6500	0,3	4500	15	160701
EH-LED 80x43	800 x 430	1000 x 80 x 625	65	6500	0,55	4500	21	160702
EH-LED 105x43	1050 x 430	1250 x 80 x 625	81	6500	0,7	4500	23	160703
EH-LED 120x43	1200 x 430	1400 x 80 x 625	96	6500	0,85	4500	26	160704
EH-LED 140x43	1400 x 430	1600 x 80 x 625	112	6500	1	4500	30	160705
EH-LED 43x105	430 x 1050	625 x 80 x 1250	81	6500	0,7	4500	23	160706



Planilux-Filmbetrachtungsgerät Typ DEH-LED

gem. DIN 6856 für die Befundung zugelassen,

mit 4 einzeln verfahr- und einstellbaren Jalousien, hohe Leuchtdichte, stromsparende LED-Beleuchtung (ca. 6500° Kelvin), Leuchtdichte ca. 4500 cd/m², 2 m Anschlußkabel mit Schukostecker, stufenlos schalt- und regelbar, Regelbereich der Leuchtdichte ca. 95%, 220-240 V, 50-60 Hz.

Typ	Bildfläche BxH (mm)	Gehäuseaußenmaß BxTxH (mm)	Leistungsaufnahme (W)	Farbtemperatur (Kelvin)	Stromstärke (A)	Leuchtdichte (cd/m ²)	Gewicht (kg)	Artikel-Nr.
DEH-LED 40x43	400 x 430	600 x 80 x 625	32	6500	0,3	4500	21	170701
DEH-LED 80x43	800 x 430	1000 x 80 x 625	65	6500	0,55	4500	30	170702
DEH-LED 105x43	1050 x 430	1250 x 80 x 625	81	6500	0,7	4500	35	170703
DEH-LED 120x43	1200 x 430	1400 x 80 x 625	96	6500	0,85	4500	40	170704
DEH-LED 140x43	1400 x 430	1600 x 80 x 625	112	6500	1	4500	46	170705
DEH-LED 43x105	430 x 1050	625 x 80 x 1250	81	6500	0,7	4500	35	170706




Planilux-Filmbetrachtungsgerät Typ DXH

gem. DIN 6856 für die Befundung zugelassen,

mit 4 einzeln verfahr- und einstellbaren Jalousien, sehr hohe Leuchtdichte, flimmerfreies Hochfrequenzlicht, Tageslicht-Leuchtstofflampen (ca. 6500° Kelvin), 2 m Anschlußkabel mit Schuko-stecker, stufenlos schalt- und regelbar, Regelbereich der Leuchtdichte ca. 95%, 220-240 V, 50-60 Hz

Typ	Bildfläche BxH (mm)	Gehäuseaußenmaß BxTxH (mm)	Leistungsaufnahme (W)	Farbtemperatur (Kelvin)	Stromstärke (A)	Leuchtdichte (cd/m ²)	Gewicht (kg)	Artikel-Nr.
DXH 40x43	400 x 430	600 x 102 x 625	73	6500	0,4	4400	19	108701
DXH 80x43	800 x 430	1000 x 102 x 625	153	6500	0,7	6700	29	108702
DXH 105x43	1050 x 430	1250 x 102 x 625	163	6500	0,8	5700	34	108703
DXH 120x43	1200 x 430	1400 x 102 x 625	159	6500	0,8	4600	37	108704
DXH 140x43	1400 x 430	1600 x 102 x 625	229	6500	1,0	6600	42	108705
DXH 43x105	430 x 1050	625 x 102x 1250	163	6500	0,8	5700	34	108706



Planilux-Filmbetrachtungsgerät Typ DXHM

speziell für Mammografie-Aufnahmen,
gem. DIN 6856 für die Befundung zugelassen,

mit 4 einzeln verfahr- und einstellbaren Jalousien,
extrem hohe Leuchtdichte, Tageslicht-Leuchtstoff-
lampen (ca. 6500° Kelvin), 2 m Anschlußkabel mit
Schukostecker, stufenlos schalt- und regelbar,
Regelbereich der Leuchtdichte ca. 95%, 220-240 V,
50-60 Hz

Typ	Bildfläche BxH (mm)	Gehäuseaußenmaß BxTxH (mm)	Leistungsaufnahme (W)	Farbtemperatur (Kelvin)	Stromstärke (A)	Leuchtdichte (cd/m ²)	Gewicht (kg)	Artikel-Nr.
DXHM 72x46	720 x 460	970 x 102 x 680	200	6500	0,9	7000	33	110050
DXHM 105x46	1050 x 460	1250 x 102 x 680	220	6500	1,0	6600	40	110053
DXHM 140x58	1400 x 580	1600 x 102 x 800	450	6500	2,0	8000	57	110055
DXHM 48x60	480 x 600	680 x 102 x 870	160	6500	0,8	6000	31	110052
DXHM 108x60	1080 x 600	1280 x 102 x 870	320	6500	1,5	6400	50	110060
DXHM 140x60	1400 x 600	1600 x 102 x 870	450	6500	2,0	7500	58	110054