

## Röntgenschutz für den Strahlenanwender

# Röntgenstrahlen- absorbierende, sterile Handschuhe

### Effizienter Schutz für Ihre Hände gegen Röntgen-Streustrahlung

Dieses MAVIG-Produkt wird aus proteinarmen Naturkautschuk gefertigt und ist selbstverständlich puderfrei.

Hohe Elastizität in Verbindung mit sehr guter, anatomischer Paßform sorgen für Arbeitsbedingungen auf Niveau üblicher OP-Handschuhe bei gleichzeitig effizientem Schutz gegen Röntgen-Sekundärstrahlung.

- Puderfrei
- Naturkautschuk, ohne Bleizusatz
- Steril
- Überzeugende Griffigkeit
- Tastsensibel
- Extrem reißfest
- In vielen Größen lieferbar
- Hautdosisreduktion bei Röntgenröhrenspannung von:  
60kV ca. 63%, bei 80kV ca. 53%, bei 100kV ca. 46%



Baureihe	HS100
Verwendung	Strahlenabsorbierende Handschuhe für den Strahlenanwender in der medizinischen Diagnostik zum Schutz vor Sekundärstrahlung
Material	Proteinarmen Naturkautschuk.
Pb-Wert	0,04 mm
Größen / Bestellnummern	Größe 6,5 = HS10065 / Größe 7,0 = HS10070 Größe 7,5 = HS10075 / Größe 8,0 = HS10080 Größe 8,5 = HS10085 / Größe 9,0 = HS10090
Verkaufseinheit	Erhältlich in einer praktischen Spenderbox, Inhalt 5 Paar Handschuhe einer Größe

*Bohm Medical*

Röntgenzubehör und  
Strahlenschutz

Postadresse:  
Hauptplatz 7  
A-3452 Heiligeneich

Telefon:  
02275/ 20005

Telefax:  
02275/ 20006

e-Mail:  
office@boehm-medical.at

www.boehm-medical.at