

## Kalibrierkugeln

- Zum Ausmessen von digitalen Röntgenaufnahmen
- Kugel ist aus rostfreiem Edelstahl (1.4301)
- geschliffen auf  $\varnothing$  25 mm +/- 0,005 mm

### KALIBRIERKUGEL 1/4" ART.-NR. 31955



KALIBRIERUNGSKUGEL  
DURCHMESSER 25 MM

### KALIBRIERKUGEL 1/4" ART.-NR. 31900



AM SCHWANENHALS AUF UNTERLAGE  
DURCHMESSER KALIBRIERKUGEL: 25 MM

### KALIBRIERKUGEL 1/4" ART.-NR. 31901



AM SCHWANENHALS AN MOBILER HALTERUNG  
DURCHMESSER KALIBRIERKUGEL 25 MM

### KALIBRIERKUGEL 1/4" ART.-NR. 31950



AUF KUNSTSTOFFUNTERLAGE  
DURCHMESSER KALIBRIERKUGEL 25 MM

### SCHWANENHALSVERLÄNGERUNG ART.-NR. 31998

SCHWANENHALS VERLÄNGERUNG PER 10CM  
FÜR KALIBRIERKUGEL DURCHMESSER 25 MM

## KALIBRIERKUGELN

- Zum Ausmessen von digitalen Röntgenaufnahmen
- Kugel ist aus rostfreiem Edelstahl (1.4301)
- geschliffen auf  $\varnothing$  30 mm +/- 0,005 mm

### KALIBRIERKUGEL 1/2" ART.-NR.: 31956



KALIBRIERUNGSKUGEL  
DURCHMESSER 30 MM

### KALIBRIERKUGEL 1/2" ART.-NR.: 31957



AM SCHWANENHALS AUF UNTERLAGE  
DURCHMESSER KALIBRIERKUGEL: 30 MM

### KALIBRIERKUGEL 1/2" ART.-NR.: 31959



AM SCHWANENHALS AN MOBILER HALTERUNG  
DURCHMESSER KALIBRIERKUGEL 30 MM

### KALIBRIERKUGEL 1/2" ART.-NR.: 31958



AUF KUNSTSTOFFUNTERLAGE  
DURCHMESSER KALIBRIERKUGEL 30 MM

### SCHWANENHALSVERLÄNGERUNG ART.-NR. 31999

SCHWANENHALS VERLÄNGERUNG PER 10CM  
FÜR KALIBRIERKUGEL DURCHMESSER 30 MM