

Mobile Strahlenschutzwand WD302

MAVIG




WD302 Mobile Strahlenschutzwand für diverse Applikationen mit einer transparenten und höhenjustierbaren Blei-Acrylglascheibe

Mobile Strahlenschutzwand – WD302

Röntgenschutz für medizinisches Personal

Die höhenverstellbare mobile Strahlenschutzwand reduziert effektiv die aus dem Patienten austretende Sekundärstrahlung. Durch den speziellen Körpermausschnitt der Scheibe kann sie problemlos über den Patienten positioniert werden.

- mobil und auf leichtgängigen, elektrisch leitfähigen Rollen für eine einfache Positionierung
- für spezielle Anwendungen in der interventionellen Radiology
- höhenverstellbare Bleiacrylscheibe: von 143 bis 190 cm
- obere Schutzscheibe aus **Bleiacryl** mit **Pb 0,50 mm**
- **Unterteil** besteht aus einem Stahlkörper mit **Pb 1,00 mm**
- Stahlkörper lackiert in der Farbe medico-white (RAL 9002)



Bohm Medical

Hauptplatz 7
A-3452 Heiligeneich

Tel.: 02275/ 20005
Fax.: 02275/ 20006

office@boehm-medical.at
www.boehm-medical.at

www.mavig.com