

Produkte für den MRT-Bereich



TC 450 MRT
Krankentransportstuhl,
beidseitig schwenkbare
Armlehnen,
herausziehbare Fußstütze und
Sicherheitsbügel,
Belastbarkeit: 150 kg



DR 100 MRT
Rollstuhl,
beidseitig schwenkbare
Armlehnen,
herausziehbare Fußstütze und
Sicherheitsbügel,
Belastbarkeit: 150 kg

TL 500 S MRT
Multifunktions-/
Transportliege mit 6-fach
verstellbarem Kopfteil und
abklappbaren Seitengittern
Belastbarkeit: 150 kg



TL 500 S MRT
Transportliege mit
Textilbespannung,
Seitenlehnen absenkbar,
Belastbarkeit: 150 kg



MPC 353 MRT
Pflegetwagen mit 3 Böden,
herausnehmbare Fachböden
Tragfähigkeit: 35 kg



HGW 100 MRT
Hygienewagen mit Desi-
Spender und Halter für
Einweghandschuhe,
Belastbarkeit 8 kg

AT 1 MRT
Auftritt 1-stufig,
b x t x h = 40 x 34 x 20 cm
Belastbarkeit 150 kg



AT 2 MRT
Auftritt 2-stufig,
b x t x h = 40 x 66 x 20/38 cm
Belastbarkeit 150 kg



DH 49 PA MRT
Hocker mit ergonomischen Sitz
und Polsterauflage
Belastbarkeit: 150 kg



MS 120 MRT
Müllsammler mit 1 Abwurf,
Sackhalter bestehend aus 2
Edelstahlbügeln,
Fassungsvermögen: 15 l

Weitere MRT-Produkte:

Hocker mit Rollen, Kleinteilewagen, kleiner Pflegewagen, Rollboard einteilig 180 cm lang, Rollboard faltbar 195 cm lang, Infusionsständer, ...