


Mobiles Strahlenschutzstativ



- Universelles fahrbares Strahlenschutzstativ für Durchleuchtung und interventionelle Radiologie
- Optimaler Strahlenschutz für Augen und Schilddrüse
- Transparentes Blei- Acrylglas mit 0,5 mm Bleigleichwert
- Freie Sicht auf Patient und Arbeitsgebiet
- Stufenlose Höhenverstellung mit Gewichtsausgleich
- Scheibe mit Kugelgelenk frei beweglich gelagert

Art. Nr. STS 8000-760 – Auslegerlänge 760 mm
Art. Nr. STS 8000-1000 – Auslegerlänge 1000 mm