



Diverses Mobiliar



Fußauftritte mit verchromtem Gestell und mit 490x320x25mm schwarzen PU-beschichteten Platten versehen.

Die einstufige Version hat eine Höhe von 250mm

Die zweistufige Version hat eine Höhe von 250 und 430mm

Universalliegen wahlweise mit

- Unterfahrtschrank
- Kopftiefe
- mechanische, hydraulische oder elektrische Höhenverstellung
- fahrbar mit Zentralverstellung
- Seitengitter
- Papierrollen-Halter
- Korb
- 650 oder 800 mm breit
- Edelstahl ausführung für MR



Sonographieliegen wahlweise mit

- mechanischer oder elektr. Höhenverstellung
- Leichtlaufenden Rädern
- Papierrollen-Halter
- Ausschnitt für Herzuntersuchung
- 650 oder 800 mm breit

Vielzweckwagen wahlweise mit

- 1 – 5 Laden
- Injektionsset Pic Box Plus
- Abwurfschale mit Halterung
- Kanülensammler
- Armauflage
- Infusionsflaschenhalter
- Abfallsammler
- Untersuchungsleuchte



Für nähere Informationen fordern Sie bitte unseren Detailkatalog an!