

Sandsäcke, Gewichtssäcke, Reismehlsäcke

Sandsäcke: Zur Lagerung und seitlichen Abstützung der Extremitäten
Material: Quarzsandfüllung, Bezug: Kunstleder weiß geschweißt, andere Farben gegen Aufpreis

Gewichtssäcke: Für Extensionen mit Öse zur Befestigung
Material: Quarzsandfüllung, Bezug: Kunstlederbezug weiß, andere Farben gegen Aufpreis

Reismehlsäcke: Zum Beschweren beim Röntgen, zur Lagerung und seitlichen Abstützung der Extremitäten
Material: Reismehlfüllung, Bezug: Suprasoft atollblau, andere Farben auf Anfrage

Art. Nr.	Sandsäcke
600002	10 x 10 cm, 0,2 kg
600003	15 x 10 cm, 0,4 kg
600004	20 x 10 cm, 0,5 kg
600005	25 x 10 cm, 0,7 kg
600006	30 x 10 cm, 1,0 kg
600010	15 x 15 cm, 0,8 kg
600011	20 x 15 cm, 1,0 kg
600012	25 x 15 cm, 1,5 kg
600013	30 x 15 cm, 2,0 kg
600015	40 x 15 cm, 2,5 kg
600019	20 x 20 cm, 1,5 kg
600020	25 x 20 cm, 2,0 kg
600021	30 x 20 cm, 2,5 kg
600022	35 x 20 cm, 3,0 kg
600023	40 x 20 cm, 3,5 kg
600024	45 x 20 cm, 4,0 kg
600025	50 x 20 cm, 5,0 kg
600027	25 x 25 cm, 2,5 kg
600028	30 x 25 cm, 3,0 kg
600029	35 x 25 cm, 4,0 kg
600030	40 x 25 cm, 5,0 kg
600032	30 x 30 cm, 5,0 kg
600033	35 x 30 cm, 6,0 kg
600034	40 x 30 cm, 7,0 kg
600036	50 x 30 cm, 9,0 kg
600041	60 x 40 cm, 15 kg



Art. Nr.	Gewichtssäcke
770002	30 x 10 cm, 1,0 kg
770003	30 x 15 cm, 2,0 kg
770004	40 x 15 cm, 3,0 kg
770005	40 x 25 cm, 5,0 kg



Art. Nr.	Reismehlsäcke
70150100	15 x 10 cm, 0,3 kg
70150150	15 x 15 cm, 0,5 kg
70150250	15 x 25 cm, 1,0 kg
70150300	15 x 30 cm, 1,2 kg
70150400	15 x 40 cm, 1,8 kg
70150500	15 x 50 cm, 2,2 kg
70200100	20 x 10 cm, 0,4 kg
70200200	20 x 20 cm, 1,0 kg
70200300	20 x 30 cm, 1,8 kg
70200400	20 x 40 cm, 2,4 kg
70200500	20 x 50 cm, 3,4 kg
70400450	40 x 45 cm, 6,0 kg
70400600	40 x 60 cm, 7,2 kg
70990000	Tragegriff für Reismehlsack an der Schmalseite