


Strahlenschutz-Vorhänge

Modell VH 691:

- aus flexiblem Mehrschichtmaterial:
- Comfortex-Überzug wie bei den Röntgenschürzen
- lieferbar in den Pb-Werten: 0,25, 0,5 und 0,75 mm Pb
- Farben: Curacao, Orchidee, Regatta, Indian summer, Limette oder Ocean




Modell VH 194:



- Vertikallamellen-Vorhang,
- Lamellen aus Bleigummi-Einschichtmaterial
- medicoweiß RAL 9002, 127 mm breit
- manuelle Ausführung bis 2,0 mm Pb möglich
- mit potentialfreiem Schließkontakt kombinierbar

Modell VH194SL:

- Lamellen aus speziell gefertigten, pulverbeschichteten
- Aluprofilen mit Strahlenschutz-Inlet, 127 mm breit
- Farbe: weiß RAL 9016
- manuelle, halbelektrische oder vollelektrische Ausführung bis 4 mm Pb möglich



Bitte fordern Sie einen Detailprospekt an!