


HANDSCHUHSPENDER „FLINK“ für Wand, für Stative und für Normschienen 10 x 25 mm



HANDSCHUHSPENDER FLINK mit ULF Systems Befestigungstechnologie.



△ Abb. links und rechts oben

◀ **Einsatzbeispiel** an einem Hygienecenter Mobil: Handschuhspender FLINK mit ULF Systems Befestigungstechnologie für Stative, Rundrohre etc.

HANDSCHUHSPENDER FLINK mit ULF Systems Befestigungstechnologie. Geeignet für diverse Einsatzbereiche in Krankenhäusern und anderen Gesundheitseinrichtungen. Ausführungen in Aluminium gepulvert oder Edelstahl gebürstet (zum Beispiel für den OpBereich). Ausführungen in 3 Größen für 1 bis 3 Packungen.



ULF Systems HANDSCHUHSPENDER

- Für fast alle handelsüblichen Packungen
- Handschuhe sofort griffbereit
- Sekundenschnell befestigt
- Keine umherliegenden Schachteln
- Kein umständliches Hantieren
- 3 verschiedene Größen

ULF Systems – Funktion intuitiv nutzen

HANDSCHUHSPENDER „FLINK“

Für Stative, Infusionsständer und Rohre von 20 bis 30 mm Durchmesser




△ Abb. oben



HANDSCHUHSPENDER mit ULF Systems Befestigungskloben Maxi für Stative, Infusionsständer und Rohre von 20 bis 30 mm Durchmesser. In Sekundenschnelle befestigt.

Für Geräte-Normschienen 10 x 25 mm



△ Abb. oben



HANDSCHUHSPENDER mit ULF Systems Befestigungskloben für Befestigung an Geräte- Normschienen 10 x 25 mm. Vielseitige Verwendung, auch im OP Vorbereich (empfohlene Ausführung Edelstahl gebürstet).

Für Wandmontage



△ Abb. oben

HANDSCHUHSPENDER für Wandmontage. Ausführung in Aluminium. Empfohlene Ausführung für OP-Bereiche in Edelstahl gebürstet.

NEU: Handschuh-Spender 2 und 3fach mit Wandplatte zum Aufstecken. In Sekunden abnehmbar.

Wandplatte und Adaption: Aufpreis

Best. Nr. 51490

HANDSCHUHSPENDER FLINK

Für Wandmontage

Für 1 Handschuhbox	Best. Nr. 51470
Für 2	51471
Für 3	51472

Für Stative, Infusionsständer etc. bis Rohr Ø. 30 mm

Für 1 Handschuhbox	Best. Nr. 51475
Für 2	51476
Für 3	51477

Für Normschienen / Wandschienen 10 x 25 cm

Für 1 Handschuhbox	Best. Nr. 51480
Für 2	51481
Für 3	51482

Aufpreis für Edelstahl gebürstet siehe Preisliste.

Aufpreis Wandplatte und Adaption:

Best. Nr. 51490

Ausführung: Korpus aus Aluminium, gepulvert, Maße: Breite: 26 cm Tiefe: 9 cm, Höhe: Handschuhspender für 1 Handschuhbox 14 cm, für 2-fach 28 cm und für 3-fach 39 cm.



... mehr als eine
intelligente Lösung!

Böhm Medical

Hauptplatz 7
A-3452 Heiligeneich
office@boehm-medical.at www.boehm-medical.at

Tel.: 02275/ 20005
Fax.: 02275/ 20006

Garantie: 2 Jahre

in diesen Farben erhältlich:



Bei Bestellung Farbcode angeben (Gr / R / B / Ge / Ga)