


INFUSIO „MAMMUT“

INFUSIONSSTÄNDER



INFUSIONSSTÄNDER AUS EDELSTAHL UND ALUMINIUM.

ULF Systems Schwerlastständer für die Onkologie, Anästhesie, OP- und Intensivbereich.



◀ **Abb. links großzügige Muffe** mit Sterngriff. Mehr Sicherheit durch superfeste und leicht handhabbare Klemmung.



◀ **Abb. links Fahrgestell** mit aufwändiger Spann- zange und Kapselung.

▽ **Abb. unten Fahrstativ** mit aufwändiger Spann- zange und Kapselung. Aufwändige Verschrau- bung unten.

Infusionsständer Mammut 51800
INFUSIO „MAMMUT“ Infusionsstän-
der komplett bestehend aus:

5-Fußgestell, 5 Rollen mit 7,5 cm Durchmesser, 2 davon mit axialer Fußbremse, elektrisch leitfähig, mit Fadenschutz, Gehäuse: Metall, untere Stativstange 30 mm Durchmesser, 125 cm hoch, Gesamthöhe ausgezo- gen 250 cm, Gesamtgewicht des Infusionsständers: 8 kg.

Best. Nr. 51800





**Wählen Sie auch aus dem
umseitigen Zubehör und
„MAMMUT Kombinationen“**

INFUSIO „MAMMUT“


ZUBEHÖR und ERSATZTEILE

INFUSIONSSTÄNDER AUS EDELSTAHL UND ALUMINIUM.

ULF Systems Infusio „MAMMUT“ ein Infusionsständer speziell für OP, Anästhesie und Onkologie



◀ **Infusionskreuz**, 4-strahlig
(standardmäßig im Liefer-
umfang bei Mammut 51800
enthalten) **Best. Nr. 51560**



◀ **Hakenleiste**, 4-strahlig,
39 cm lang **Best. Nr. 51561**



◀ **Kombi-Normschiene** mit
Befestigung, 40 cm lang,
für 2 Infusiomaten parallel
Best. Nr. 51566
Dto. Mit Unifix Befestigung,
50 cm lang **Best. Nr. 51569**



◀ **Halterung** für Patienten-
Wärmepumpen und
Notfall-Sauerstoffflaschen/
Klein-Monitore mit Aufhän-
geblech, Länge 32 cm
Best. Nr. 51809



◀ **Extra schwere Ausleger**
aus Voll V2A, Satz 5 Stück,
Gesamtgewicht ca. 6,5 kg
Best. Nr. 51806



◀ **Rollen**, Satz 5 Stück,
D 100 mm, mit Fadenschutz,
Gehäuse chromatiert, 2
elektr. leitf., axial gebremst
Best. Nr. 70050



△ **Abb. oben:**
Stabile Befestigung
von Infusiomaten
mit ULF Systems
Kombi-Normschiene

INFUSIO „MAMMUT“

KOMBINATIONEN



INFUSIONSSTÄNDER AUS EDELSTAHL UND ALUMINIUM.

ULF Systems Schwerlastständer für die Onkologie, Anästhesie, OP und Intensivbereich.



- *Superstabil und langlebig*
- *Hochbelastbar in vielen Einsatzbereichen*
- *Qualitativ hochwertige Rollen, elektrisch leitfähig*
- *Hohe Kippsicherheit*
- *Individuell ausbaufähig innerhalb Sekunden*

◀ **Abb. links** Detailbeispiel über die Ausbaufähigkeit des Infusionsständers Mammut. Je nach Anforderungsprofil einzelner spezialisierter Klinikbereiche stellen Sie Ihr eigenes individuelles Infusionscenter zusammen.

Nutzen Sie das **ULF Systems** Zubehörprogramm oder lassen Sie sich beraten.

INFUSIO Trägereinheit

MAMMUT Mod. Nr. 51825

komplett bestehend aus:

Infusionsständer Mod. 51800

5-Fußgestell, 5 Rollen mit 7,5 cm Durchmesser, 2 mit axialer Fußbremse, mit Fadenschutz, Gehäuse chromatiert, Rollen elektrisch leitfähig, mit Hakenleiste mit 4 Haken.

Unteres Stativrohr, 30 mm Durchmesser, Länge des Stativrohrs: 140 cm.

Multistativrahmen Mod. Nr.

51830, Höhe 80 cm, geeignet für Bestückung mit Infusiomaten, Perfusoren etc.

Ohne Abb.: Fahrstativ

MAMMUT, 5-Fußgestell, 5 Rollen mit 7,5 cm Durchmesser, 2 mit axialer Fußbremse, elektrisch leitfähig, mit Fadenschutz, Gehäuse chromatiert, Stativrohr 30 mm, Länge 125 cm

Best. Nr. 51820

Multistativrahmen (siehe links oben, jedoch ohne Infusionsständer) mit 2 Normschiene, Länge 50 cm, 2 Rohren 25 mm Durchmesser, mit Multistativ Befestigungskloben, Höhe 80 cm, Multistativrahmen geeignet für Stative mit Rohrdurchmesser 30 mm, nur für sehr stabile Ausführung geeignet

Best. Nr. 51830

Ohne Abb.: Rollen, 5 Stück, Durchmesser 10 cm, mit axialer Bremse, elektr. leitfähig, Aufpreis

Best. Nr. 51845

▽ **Abb. unten und unten rechts** als Beispiel: Halterung für Wärmepumpen und Notfall-Sauerstoffflaschen/ Kleinmonitore mit Einhängeblech
Best.Nr. 51809



INFUSIO „MAMMUT“

INFUSIONSSTÄNDER

ULF Systems Infusio „MAMMUT“ superstabiles Infusionsstativ speziell für Gerätebestückung wie Infusiomaten, Perfusoren etc. Hohe Patienten- und Anwendersicherheit.



◁ **INFUSIO Center „MAMMUT“** Aufgerüsteter Infusionsständer kpl. mit Teilen aus dem Zubehörprogramm, wie nebenstehend abgebildet.

Einheit bestehend aus: Infusionsständer Mammut, Multistativrahmen, 2 Kombi-Normschienen, 1 Hakenleiste, 1 Sterilgutkorb mit Kloben **Best. Nr. 51840**

Abb. 1 Rechts: Infusionsständer ▶
„MAMMUT Kombi DUO“

Bestehend aus: Infusionsständer Mammut 51800, unteres Standrohr 140 cm, 2 Kombi-Normschienen **Best.Nr. 51810**

Abb. 2 rechts: Infusionsständer ▶
„MAMMUT“ ARBIT


Bestehend aus: Infusionsständer Mammut 51800, unteres Standrohr 140 cm, 1 Kombi-Normschiene, 1 Sterilgutkorb, H 10 cm/L 30 cm/B 20 cm

Best.Nr. 51855

ULF „MAMMUT“, ein Schwerlastständer in sehr stabiler Bauweise.

Dabei innerhalb von Sekunden individuell ausbaufähig mit dem **ULF Systems** Zubehörprogramm. Abgestimmt auf die vielfältigen Anforderungen im onkologischen und OP-Anästhesiebereich.

Alle Teile zentral an einem Ständer anstatt viele Teile dezentral.



ULF Systems Zubehör



△ **Arbeits- und Abstellplatte** mit Reling, 33 x 25 cm, mit Befestigung
Best. Nr. 51200 + 11200



△ **Sterilgutkorb aus Edelstahl** mit Befestigung für Rundrohre, H 10/L 30/B 20 cm
Best.Nr. 51463



△ **Universalhaken** belastbar bis 10 kg
Best.Nr. 51422



△ **Hahnbankhalter OICS** für Infusionssysteme, Kloben Maxi, **Best. Nr. 51561**



... mehr als eine intelligente Lösung!

Bohm Medical

Hauptplatz 7
A-3452 Heiligeneich
office@boehm-medical.at www.boehm-medical.at

Tel.: 02275/ 20005

Fax.: 02275/ 20006

Garantie: 2 Jahre

in diesen Farben erhältlich:



Bei Bestellung Farbcode angeben (Gr / R / B / Ge / Ga)