

# INFUSIONSSTÄNDER OPELIUS MAXIMUS



**OPELIUS MAXIMUS INFUSIONSSTÄNDER AUS EDELSTAHL UND ALUMINIUM**  
**Sicherheits-Infusionsständer** für höchste Anforderungen an Belastung und Hygiene in OP, Anästhesie und Onkologie.

Sichere und ergonomisch komfortabel händelbare Höhenverstellung nach **ULF SYSTEMS** Spannzangensystem. Kein Gewindestift.



**Kugelförmiges Fußgehäuse** mit aufwendiger Kapselung und runde Ausleger ermöglichen sichere Wischdesinfektion. **Sicherheit bei häufiger intensiver Desinfektion.**

Ausführung auch poliert möglich.



- Hochbelastbar für anspruchsvolle Einsätze
- Entspricht höchsten Hygieneanforderungen
- Aufwändige Kapselung des Fußgehäuses
- Hohe Kippsicherheit bei asymmetrischer Last
- Geeignet für Mehrfach-Gerätebestückung
- Ausbaufähig mit **ULF SYSTEMS** Zubehör
- Ausführung Eloxal rot oder glanzpoliert
- 15 kg Eigengewicht

**Abb. links oben kleines Bild:**

Tausendfach bewährte **ULF SYSTEMS** Höhenverstellung (Durchrutsch-Festigkeit bis ca. 31 kg).

Mehr Sicherheit durch superfeste und leicht handhabbare Klemmung. **Gesamtbelastbarkeit:** obere Stativstange bis 10 kg, untere Stativsäule bis 25 kg.

**INFUSIONSSTÄNDER OPELIUS MAXIMUS**  
komplett bestehend aus:

5-Fußgestell, 5 Rollen mit **7,5 cm** Durchmesser, 2 davon mit axialer Fußbremse, elektrisch leitfähig, mit Fadenschutz, Gehäuse Metall, Ausleger aus Voll V2A, untere Stativstange 30 mm Durchmesser, 120 cm hoch, Gesamthöhe ausgezogen Standardausführung 230 cm, Gesamt-Gewicht des Infusionsständers: 15 kg.

Best. Nr. 60000

**Optional gegen Aufpreis:**

Ausführung poliert

Best. Nr. 60005

Rollen aus V2A

Best. Nr. 70044

**Untere** Stativstange: 1,40 m

Best. Nr. 51807

**Untere** Stativstange: 1,60 m

Best. Nr. 51808



# ZUBEHÖR FÜR INFUSIONSSTÄNDER

(nur für SPARTAN, PUR, INFUSIO, MAMMUT und OPELIUS MAXIMUS)

**KONFIGURIEREN SIE NACH IHREM ANFORDERUNGSPROFIL**  
ULF SYSTEMS Anbauteile sind binnen Sekunden befestigt. Ohne Werkzeug. Sicher.




**Steckdosenleiste SECURPOT**  
mit Potentialabgang, 6-fach mit Befestigung, Länge 46 cm  
Best. Nr. 51538



**Hakenleiste**  
4-strahlig, 39 cm lang  
Best. Nr. 51561  
  
Dto. 6-strahlig, 46 cm lang  
Best. Nr. 51563



**Steckdosenleiste ION 1**  
3-fach mit Befestigung  
Best. Nr. 51536  
  
Dto. 6-fach mit Befestigung  
Best. Nr. 51537



**Kombi-Normschiene**  
mit Befestigung, 40 cm lang,  
für 2 Infusiomaten parallel  
Best. Nr. 51566  
  
Dto. 50 cm lang, Best. Nr. 51567



**Varitroll Griffbügel**  
für Infusionsständer und Stative,  
superstabil, Befestigung mit Sterngriff  
oder Inbusschrauben, B/T 30 x 30 cm  
Best. Nr. 60020



**Hahnbankhalter**  
für diverse Hahnbänke mit  
Klemmvorrichtung  
Best. Nr. 51106



**Infusiomat Gabelhalterung**  
mit Befestigung aus V2A,  
B/H 40 x 40 cm  
Best. Nr. 51010



**Pultplatte**  
für Laptop, Kurvenblätter, 40 x 32  
cm, belastbar bis ca. 6 kg, gerade  
oder 30 Grad Neigung.  
Best. Nr. 54552



**Sterilgutkorb**  
B/T/H 30 x 20 x 10 cm, aus Edelstahl  
Best. Nr. 51463  
  
**Einlegeboden**  
Best. Nr. 51466



**Universalhaken**  
belastbar bis 10 kg, für Spülbeutel  
mit Kloben Maxi  
Best. Nr. 51422

Einige von Hunderten von Möglichkeiten. Für alle Disziplinen. Fragen Sie nach dem ULF SYSTEMS-Katalog oder fragen Sie Ihren Fachhändler. Rufen Sie uns an oder besuchen Sie uns auf [www.ulf-systems.de](http://www.ulf-systems.de).