

INFUSIONSSTÄNDER RONDO



INFUSIONSSTÄNDER RONDO AUS EDELSTAHL UND ALUMINIUM.

Sicherheits-Infusionsständer für höchste Anforderungen an Belastung und Hygiene für alle Stationen und OP.



Tausendfach bewährte ULF SYSTEMS Höhenverstellung.

(Durchrutsch-Festigkeit bis ca. 25 kg.)

Mehr Sicherheit durch superfeste und leicht handhabbare Klemmung.

Gesamtbelastbarkeit: obere Stativstange bis 10 kg, untere Stativsäule bis 15 kg bei gleichmäßiger Lastverteilung.

- Hochbelastbar für anspruchsvolle Einsätze
- Entspricht höchsten Hygieneanforderungen
- Hermetische Kapselung des Fußgehäuses
- Hohe Kippsicherheit bei asymmetrischer Last
- Geeignet für Mehrfach-Gerätebestückung
- Ausbaufähig mit **ULF SYSTEMS** Zubehör
- **5 kg Eigengewicht**
- **Runde Ausleger mindern Sturzverletzungen**

Infusionsständer RONDO

komplett bestehend aus:

5-Fußgestell, 5 Rollen mit **5 cm** Durchmesser, 2 davon mit axialer Fußbremse, elektrisch leitfähig, mit Fadenschutz, Gehäuse Metall, untere Stativstange 25 mm Durchmesser, 100 cm hoch, Gesamthöhe ausgezogen 215 cm, Gesamtgewicht des Infusionsständers: 5 kg. **Best. Nr. 60200**

Dto. mit Rollen 7,5 cm Durchmesser, 5,6 kg

Best. Nr. 60210

Dto. mit unterer Stativstange 30 mm Durchmesser, 120 cm hoch, Gesamthöhe 230 cm, Rollen 7,5 cm, 6,2 kg

Best. Nr. 60215

Ohne Abb. RONDO STATIV

Rollen 7,5 cm, Stange 120 cm

Best. Nr. 60220

Rollen aus Edelstahl, Satz bestehend aus 3 ungebremst, 2 gebremst, elektrisch leitfähig, Fadenschutz, 7,5 cm, Aufpreis

Best. Nr. 70044

Infusionsstangen, Länge 120 cm, Aufpreis **Best. Nr. 60226**

Dto. Länge 140 cm, Aufpreis

Best. Nr. 60227

Stativstange, Länge 150 cm, Aufpreis

Best. Nr. 60228



Kugelförmiges Fußgehäuse mit aufwendiger Kapselung und runden Auslegern ermöglichen sichere Wisch-Desinfektion.

Maximale Patientensicherheit



... mehr als eine
intelligente Lösung!

INFUSIONSSTÄNDER RONDO - ZUBEHÖR

INFUSIONSSTÄNDER RONDO AUS EDELSTAHL UND ALUMINIUM.




Abb. oben
Stabile Befestigung
von Infusio-
maten mit
ULF SYSTEMS Kom-
biNormschiene.



Sterilgutkorb

B/T/H 30 x 20 x 10 cm, aus Edelstahl

Best. Nr. 51463

Einlegeboden dazu

Best. Nr. 51466



Hakenleiste

4-strahlig, 39 cm lang

Best. Nr. 51561



Kombi-Normschiene

mit Befestigung, 40 cm lang, für 2 Infusio-
maten parallel

Best. Nr. 51566

Dto. mit Unifix Befestigung

50 cm lang

Best. Nr. 51569



Steckdosenleiste ION 1

Länge 32 cm, mit Befestigung

Best. Nr. 51536

Dto. 6-fach Securpot mit Pot. Ausgleich
mit Befestigung

Best. Nr. 51538



Handgriff VARIO

Länge 33 cm, mit Abklapp-Automatik

Best. Nr. 51000



Pultplatte für Laptop, Kurvenblätter

40 x 32 cm, belastbar bis ca. 6 kg


Best. Nr. 54552



Universalhaken

belastbar bis 10 kg für Spülbeutel mit Kloben
Maxi

Best. Nr. 51422



... mehr als eine
intelligente Lösung!

Boehm Medical

Hauptplatz 7
A-3452 Heiligeneich
office@boehm-medical.at

Tel.: 02275/ 20005
Fax.: 02275/ 20006
www.boehm-medical.at

Garantie: 3 Jahre