

## Zubehör für BARKEY clinitherm baby



**Art.Nr.: DP 2589 C**

dry-pads, 1 Pkg. á 100 Stk, Ø 47 mm

Saugplättchen halten die Bohrungen trocken und sauber, binden Flüssigkeit und schützen vor Flaschenbruch! Sollten nach jeder Reinigung getauscht werden!

**Art.Nr.: BK41510065**

Pods-Greifzange aus Kunststoff, 180 mm lang

zum Auswechseln der dry-pads



**Art. Nr. BK21510040**

Thermostatenbürste zum Reinigen der Flascheneinsätze

**Art.Nr.: BK21510043 für Ø 55,3 mm  
oder BK21510061 für Ø 53,7 mm**

Reduziereinsatz zur Verringerung der Eintauchtiefe von 120 auf 80 mm

mit Ausziehhaken **Art. Nr. BK41510873**



**Art.Nr.: 215.10044**

Reduziereinsatz kundenspezifisch zum Ändern von Eintauchtiefe und Durchmesser

**Art.Nr.: 215.10048**

Spritzeneinsatz kundenspezifisch passend für verschiedene Spritzen



Symbol-Abbildungen!